

## Mic-Key\* GJ

### Användning

- En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk.
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom kopplingsslangen och Mic-Key GJ med 20-50 ml vatten, gärna mer.
- Fyll gärna kopplingsslangen innan tillkoppling till Mic-Key GJ.
- Vid tillförsel av näring/läkemedel/vatten till jejunum koppla kopplings slang i kopplingsfattningen för tillförsel av näring/läkemedel till jejunum (märkt "JEJUNAL").  
OBS! Ej ballongkanalen (BAL) eller "GASTRIC"
- Till- och frånkoppling av kopplings slang: Svart streck (på kopplings slang) mot svart streck (på Mic-Key GJ), tryck in, vrid kopplings slangen ett kvarts- till trekvartsvarv.  
Vid frånkoppling vrid tillbaka samma väg och dra ut när svart streck är mot svart streck.
- Läkemedel ges alltid i flytande form, tablett löses i vatten.
- För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta (minst 30°), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid.
- Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd, hastighet, m.m. All tillförsel ska vara ljummen, kropps- eller rumstempererad.
- Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska eller läkare.
- Om Mic-Key GJ inte används, spola alltid igenom den Jejunala delen (märkt "JEJUNAL") med 20-50 ml vatten dagligen.
- Vid tömning eller tillförsel av ventrikeln/ magsäcken koppla en kopplings slang till den port som är märkt med "GASTRIC". Om möjligt, spola igenom med 5- 10 ml vatten efter tömning.

### Skötsel

- Tvätta och torka torrt runt stomin som en del av den dagliga hygien. Det går bra att duscha, bada badkar m.m. Undvik om möjligt att ha kompress runt gastrostomiporten.
- Iakttag god mathygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfarings sätt.
- Kontrollera mängden vatten i och fyll eventuellt på mer (rent kranvatten, kokat och avsvalnat vatten eller sterilt vatten) i ballongen varannan vecka (använd inte NaCl).
- Om Mic-Key GJ åker ur gastrostomikanalen, kontakta läkare/sjuksköterska omgående. Vid eventuellt stopp i slangen kan man prova att spola med vischyvatten – om detta inte hjälper kontakta sjuksköterska.
- Kopplings slangen är en enpatients slang. Om den används flera gånger är det viktigt att den rengörs ordentligt med varmt diskvatten med noggrann sköljning efter, förvaras rent och torrt, gärna i låda. Vi rekommenderar för bästa hygien att kopplings slangen byts var eller varannan dag. I hemmiljö, med noggrann rengöring, kan kopplings slangen om den ser ren och hel ut användas något längre (1-2 veckor max) med individuell anpassning.

### Allmänna råd

- Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun.
- Rodnad, vätskande, öm hud kan bero på läckage, tvätta och lufttorka flera gånger per dag. Om besvären kvarstår kontakta din sköterska.
- Illamående kan bero på för snabb måltid. Prova att ge maten långsammare.
- Diarré kan bero på för snabb matning. Ändring av kost, läkemedelsbehandling eller matningsrutiner kan också orsaka diarré. Varar diarrén i mer än tre dagar, tala med din sjuksköterska eller läkare.

\*Registered Trademark or Trademark of Halyard Health.

## Mic-Key\* GJ

Du har fått en Mic-Key GJ insatt i gastrostomin (datum): .....

Din Mic-Key GJ är av storlek ..... Fr och stomalängd ..... cm.

Den jejunala längden är ..... cm.

Vid insättning är ballongen kuffad med .....ml vatten.

Telefonnummer vid beställning .....

Kontaktperson .....

### Kopplingsslangar med ENFit till Mic-Key GJ



#### Rak Bolusslang

0143-12, 30 cm  
0143-24, 60 cm

#### Vinklad kopplingslang med medicinport

0141-12, 30 cm  
0141-24, 60 cm

#### Vinklad kopplingslang med medicinport

0142-02, 5 cm

#### Vinklad kopplingslang utan medicinport

0144-12, 30 cm  
0144-24, 60 cm

*Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken och tunntarmen.*

**Gastrostomi** = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

Mic-Key GJ gastrostomiport är en enkel, liten och smidig produkt för att ge/få näring, vätska och läkemedel på ett säkert sätt till magsäcken och tunntarmen vid olika näringsbehov. Med Mic-Key GJ kan man också tömma/dränera magsäcken.

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida [www.gastrostomi.se](http://www.gastrostomi.se)