



MIC-KEY® ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL I HEMMET

تعليمات الإستعمال والصيانة بالمنزل لجهاز الإطعام من خلال ثقب بجدار المعدة ميك - كي

- 1 اغسل الجلد حول ثقب المعدة مرة واحدة كل يوم باعتبار أن ذلك جزء من زيارة دورة المياه الصباحية أو المسائية . جفف الجلد حول ثقب المعدة بعد غسله .
- 2 اشطف خرطوم التوصيل بمقدار 10 – 20 مليلتر من الماء قبل الإطعام وبعده .
- 3 أدر جهاز ميك – كي دورة كاملة في ثقب المعدة أثناء زيارة دورة المياه صباحاً أو مساءً .

1

اتبع هذه الخطوات
مرة واحدة كل يوم :

- افحص واستبدل كمية الماء الموجودة داخل البالونة – وليكن ذلك في أيام الإثنين مثلاً .

2

اتبع هذه الخطوات
مرة واحدة كل أسبوع :

- يمكنك اعتبار جهاز ميك – كي كأداة من أدوات تناول الطعام وتعامل معه من هذا المنطلق . لذلك استخدم جهازاً جديداً من أجهزة ميك – كي بعد مرور حوالي شهرين ، إذ سوف تجد أن الجهاز القديم قد تبدل لونه وأن صمام الإرتداد قد ضعف أدأوه .

3

اتبع هذه الخطوات
مرة واحدة كل شهرين :