



MIC-KEY® ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL I HEMMET

MIC-KEY RAVINTOPORTIN KÄYTTÖ KOTIHOIDOSSA

1

**Tee näin
kerran päivässä:**

1. Pese avannetta ympäröivä iho kerran päivässä osana päivittäistä aamu- tai iltapesua. Pyyhi lopuksi avanteen ympäristö kuivaksi.
2. Huuhtele ruokintaletkut käyttäen 10-20 ml vettä ennen jokaista ruokintaa ja sen jälkeen.
3. Pyöräytä Mic[®]-Key-porttia yksi kierros suukappaleessa päivittäisen aamu- tai iltapesun yhteydessä.

2

**Tee näin
kerran viikossa:**

Tarkasta pallon vesimäärä ja vaihda vesi esimerkiksi joka maanantai.

3

**Tee näin
joka toinen kuukausi:**

Käsittele Mic-Key[®]-ravintoporttia ruokailuvälineenä. Vaihda Mic-Key uuteen noin kahden kuukauden välein. Tällöin laite on värjäätynyt ja palautusventtiilin kunto on heikentynyt.

HUOM! Jos ruokintatilanteessa ilmenee kipua, keskeytä annostelu ja ota yhteyttä sairaanhoitajaan tai lääkäriin.

Ota yhteyttä meihin, jos haluat saada oppaamme "Ohjeita oikeaan käyttöön ja hoitoon"