



MIC-KEY® ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL I HEMMET

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DOMÉSTICO DEL PUERTO GASTRÓSTÓMICO MIC-KEY®

1. **Operaciones a realizar una vez al día:**

1. Lave la piel que rodea al orificio estomacal como parte de su rutina diaria de aseo de mañana o noche. A continuación, seque la piel en torno al orificio.
2. Enjuague la manga conectora antes y después de cada alimentación.
3. Gire una vuelta el Mic-Key® en el orificio estomacal cuando vaya a efectuar el aseo diario de mañana o noche...

2. **Operaciones a realizar una vez a la semana:**

Compruebe el volumen de agua que contiene el globo y cámbiela con frecuencia (por ejemplo, todos los lunes).

3. **Operaciones a realizar cada dos meses:**

Considere y trate el Mic-Key® como una herramienta nutricional. Así pues, utilice un nuevo Mic-Key® cada dos meses aproximadamente, cuando se haya descolorido y la válvula de reflujo esté floja..