



MIC-KEY® ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL I HEMMET

MIC-KEY® GASTROSTOMİ AĞIZLIĞININ EVDE BAKIMI VE KULLANIMI

1-
***Her gün bir defa
yapmanız gereken:***

- 1- Sabah veya akşam temizliği sırasında günde bir kez, stomi çevresini(teninizi) temizleyerek kurulayınız.
- 2- Gıda zerkinden önce ve sonra bağlama hortumlarını 10-20 ml suyla durulayınız.
- 3- Sabah veya akşam temizliği sırasında stomideki Mic-Key®'i bir kez (tam devir) çeviriniz.

2-
***Her hafta yapmanız
gereken:***

Haftada bir kez, örneğin her Pazartesi balonun içindeki su miktarını kontrol ederek suyunu değiştiriniz.

3-
***İki ayda bir yapmanız
gereken:***

Mic-Key® bir gıda alımı aracı olarak görülmelidir. Bu nedenle de Mic-Key® takriben iki ayda bir yenisiyle değiştirilmelidir. Mic-Key®'in rengi solmuş ve mayinin geriye doğru akmasını engelleyen subap zayıflamış olabilir.