



## MIC-KEY® ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL I HEMMET

### Mic-Key® upotreba i održavanje kod kuće

**1.**  
***Ovo radite***  
***jednom dnevno***

1. Jedanput dnevno operite kožu oko stome kao dio svakodnevnog jutarnjeg ili večernjeg higijene, a potom osušite kožu oko stome.
2. Prije i nakon hranjenja dobro isperite crijeva koja služe za povezivanje sa 10-20 ml vode.
3. Zarotirajte Mic-Key® za jedan obrtaj u stomi za vrijeme jutarnjeg ili večernjeg higijene.

**2.**  
***Ovo radite***  
***svake sedmice***

Prekontrolišite i promijenite količinu vode u balonu, na primjer svakog ponedjeljka.

**3.**  
***Ovo radite***  
***svaka dva mjeseca***

Smatrajte i tretirajte Mic-Key® kao dio pribora za jelo. Stoga uzimajte novi Mic-Key® otprilike svakog drugog mjeseca, do tada će promijeniti boju, a i oslabiće se povratni ventil.