



MIC-KEY® ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL I HEMMET

Mic-Key® upotreba i održavanje kod kuće

<p>1. <i><u>Ovo radite jednom dnevno</u></i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Jednom dnevno perite kožu oko stome kao deo svakodnevne jutarnje ili večernje higijene, zatim osušite kožu oko stome.2. Pre i posle hranjenja isperite creva koja služe za povezivanje sa 10-20 ml vode.3. Rotirajte Mic-Key® za jedan obrtaj u stomi tokom jutarnje ili večernje higijene.
<p>2. <i><u>Ovo radite svake nedelje</u></i></p>	<p>Prekontrolišite i promenite količinu vode u balonu, na primer svakog ponedeljka.</p>
<p>3. <i><u>Ovo radite svaka dva meseca</u></i></p>	<p>Smatrajte i tretirajte Mic-Key® kao deo pribora za jelo. Stoga uzimajte novi Mic-Key® otprilike svakog drugog meseca, do tada će promeniti boju, a povratni ventil će biti oslabljen.</p>